


Wb, Elisa용 Anti-Unc13D 폴리클로날 항체 - Q70J99

품목 번호: CM0014693



소개

인간 UNC13D (Munc13-4)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로 WB 및 ELISA에 사용되며, 마우스와 교차 반응합니다. 세포독성 과립 엑소사이토시스 및 면역 세포 기능 연구에 유효성이 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UNC13D Rabbit pAb
비고/별칭	FHL3, HLH3, HPLH3, Munc13-4, UNC13D
종	인간
GeneID (Human)	201294
면역원	인간 UNC13D (NP_954712.1)의 아미노산 891-1090에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q70J99
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스백