


Wb, Elisa용 Anti-Uqcrq 폴리클로날 항체 - O14949

품목 번호: CM0025111



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 고품질 토끼 항-UQCRQ 폴리클로날 항체로, 인간 및 마우스 샘플을 인식합니다. 미토콘드리아 전자 전달 및 산화적 인산화에 필수적인 복합체 III 서브유닛 8을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UQCRQ Rabbit pAb
비고/별칭	QPC; QCR8; QP-C; UQCR7; MC3DN4; UQCRQ
종	인간
유전자 ID	27089
면역원	인간 UQCRQ (NP_055217.2)의 아미노산 1-82에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O14949
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스팩