


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Usp19 Rabbit Polyclonal Antibody - O94966

품목 번호: CM0029240



소개

USP19(유비퀴틴 카르복시 말단 가수분해효소 19)에 특이적인 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스와 교차 반응; 약 146 kDa 밴드 검출. 탈유비퀴틴화, ERAD, 저산소증, 근육 분화 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP19 Rabbit pAb
비고/별칭	ZMYND9; USP19
종	인간
GeneID (Human)	10869
면역원	재조합 단백질 인간 USP19 (NP_001186089.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O94966
단백질 분자량	146kDa
배송	아이스백