

Anti-Usp47 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q96K76

품목 번호: CM0016647

소개

USP47 rabbit polyclonal antibody validated for WB, IHC-P, ELISA detection of human and mouse USP47 (~157 kDa). Ideal for DNA repair, genome integrity, and cell cycle research. - Q96K76.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP47 Rabbit pAb
비고/별칭	TRFP; USP47
종	인간
유전자 ID (인간)	55031
유전자 ID	55031
면역원	인간 USP47 (NP_060414.3)의 아미노산 1128-1287에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96K76
단백질 분자량	157kDa
배송	아이스백