

Anti-Usp48 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q86Uv5

품목 번호: CM0028713

소개

이 USP48 래빗 폴리클로날 항체는 인간, 마우스 및 래트 USP48(디유비퀴티네이스)을 인식합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, NF-κB 신호 전달, 세포 주기 및 피로프토시스 조절 연구에 도움을 줍니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                            |
| 제품명         | USP48 Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭       | USP31, DFNA85, RAPIGA1, USP48                                |
| 종           | 인간                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 84196                                                        |
| 유전자 ID      | 84196                                                        |
| 면역원         | 인간 USP48 (NP_115612.4)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 래빗                                                           |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                     |
| 응용          | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                  |
| SWISS       | Q86UV5                                                       |
| 단백질 분자량     | 119kDa                                                       |
| 배송          | 아이스백                                                         |