

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Usp53 토끼 다클로날 항체 - Q70Ek8

품목 번호: CM0021042

소개

WB, IF/ICC, IF-P, ELISA용으로 검증된 Anti-USP53 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 생쥐 USP53을 특이적으로 검출하며, 이는 청각 및 장벽 기능에 관여하는 120 kDa의 타이트 접합(tight junction) 데유비퀴티네이스입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	USP53 Rabbit pAb
비고/별칭	USP53; ubiquitin specific peptidase 53
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	54532
유전자 ID	54532
면역원(Immunogen)	사람 USP53 (NP_061923.2)의 아미노산 495-582 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 생쥐 (Mouse)
SWISS	Q70EK8
단백질 분자량	120kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)