

Wb, If-P, Ihc-P, Db, Elisa용 항-B-아밀로이드(1-42) 토끼 단클론 항체 - P05067

품목 번호: CM0004994



소개

인간 β -아밀로이드(1-42)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, DB, ELISA에 사용됩니다. 4 kDa 펩티드를 검출하며 마우스와 교차 반응합니다. 알츠하이머 연구, 진단 개발 및 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	β -아밀로이드(1-42) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; β -Amyloid(1-42)
종	인간
유전자 ID (인간)	351
유전자 ID	351
면역원	합성 펩티드: 인간 β -아밀로이드(NP_000475.1)의 아미노산 691-770 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, DB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P05067
단백질 분자량	4 kDa
배송 방식	아이스 팩