

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-B-Trcp/Btrc 토끼 다클론 항체 - Q9Y297

품목 번호: CM0022862



소개

Western blot, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 인간 β -TrCP/BTRC(FWD1, FBXW1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 유비퀴틴 매개 단백질 분해, NF- κ B 및 Wnt 신호 전달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	β -TrCP/BTRC 토끼 pAb
비고/별칭	FWD1; FBW1A; FBXW1; bTrCP; FBXW1A; bTrCP1; betaTrCP; BETA-TRCP; β -TrCP/BTRC
종	인간
GeneID	8945
면역원	인간 β -TrCP/BTRC(NP_378663.1)의 아미노산 1-120번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
항체 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y297
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스팩