


Anti-Vav1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P15498

품목 번호: CM0013715



소개

이 VAV1 토끼 폴리클론 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 조혈 세포 및 암 연구에서 Rho/Rac GTPase 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VAV1 Rabbit pAb
비고/별칭	VAV; VAV1
종	인간
GeneID	7409
면역원	인간 VAV1 (NP_005419.2)의 아미노산 374-590에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15498
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스백