


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Vav3 토끼 단일클론 항체 - Q9Ukw4

품목 번호: CM0011925



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 인간 VAV3에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 혈관신생 및 인테그린 신호전달에 관여하는 인간 및 마우스 VAV3를 검출합니다. 혈관 생물학 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VAV3 토끼 mAb
종	인간
유전자 ID (인간)	10451
유전자 ID	10451
면역원	합성 펩타이드 인간 VAV3(Q9UKW4)의 아미노산 700~800번 사이 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UKW4
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스팩