

Anti-Vdac 1/2/3 Rabbit Polymab® For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P21796 / P45880 / Q9Y277

품목 번호: CM0005419



소개

인간 VDAC1, VDAC2 및 VDAC3을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫트와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 미토콘드리아 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VDAC 1/2/3 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	PORIN; VDAC-1
종(Species)	인간(Human)
GeneID	7416/7417/7419
면역원(Immunogen)	인간 VDAC 1/2/3 (NP_003366.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P21796/P45880/Q9Y277
단백질 분자량(Protein Weight)	31kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)