


Wb, Elisa용 항-Vdr 토끼 단일클론 항체 - P11473

품목 번호: CM0003946



소개

인체 VDR을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, Western blotting 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 비타민 D3 신호 전달, 칼슘 항상성 및 담즙산 수용체 기능 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VDR 토끼 mAb
비고/별칭	NR1H3; PPP1R163; VDR
종	인체
유전자 ID (인체)	7421
면역원	인체 VDR의 1-300 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_000367.1).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스
SWISS	P11473
단백질 무게	48kDa
배송	아이스팩