

Wb, Elisa용 항Vegf 수용체 2 다클론 항체 - P35968

품목 번호: CM0014829



소개

VEGF 수용체 2 (KDR/FLK1/CD309)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트를 검출합니다. 면역원: 재조합 융합 단백질 (아미노산 1147-1356). 혈관신생 및 혈관 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VEGF 수용체 2 토끼 pAb
비고/별칭	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; VEGF 수용체 2
종	사람
유전자ID (사람)	3791
유전자ID	3791
면역원	사람 VEGF 수용체 2 (NP_002244.1)의 아미노산 1147-1356에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P35968
단백질 분자량	152kDa
배송 방식	아이스 팩