


Wb, Elisa용 Anti-Vegfc 토끼 다클로날 항체 - P49767

품목 번호: CM0025778



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 토끼 다클로날 anti-VEGFC 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 VEGFC(47 kDa)를 검출합니다. 혈관생성 및 림프관생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VEGFC Rabbit pAb
비고/별칭	VRP; Flt4-L; LMPH1D; LMPHM4; VEGFC
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	7424
유전자 ID	7424
면역원(Immunogen)	사람 VEGFC (NP_005420.1)의 아미노산 200-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P49767
단백질 분자량	47kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)