


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Vegfr1 토끼 다클론 항체 - P17948

품목 번호: CM0013031



소개

인간 VEGFR1(FLT-1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 혈관신생, 암 및 혈관 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VEGFR1 토끼 pAb
비고/별칭	FLT; FLT-1; VEGFR1; VEGFR-1
종	인간
GeneID (인간)	2321
GeneID	2321
면역원	인간 VEGFR1(NP_002010.2)의 아미노산 20-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P17948
단백질 분자량	151kDa
배송	아이스팩