

Wb, Elisa용 항-Veph1 토끼 다클론 항체 - Q14D04

품목 번호: CM0031080

소개

WB, ELISA에 대해 검증된 VEPH1 토끼 다클론 항체입니다. TGF-베타, FOXO, Hippo 및 Wnt 신호전달을 억제하는 막 단백질인 인간 및 생쥐 VEPH1과 반응합니다. 체외진단 연구 및 대량 공급에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VEPH1 토끼 pAb
비고/별칭	MELT; VEPH; VEPH1
종	인간
유전자 ID (인간)	79674
유전자 ID	79674
면역원	인간 VEPH1 (NP_078897.2)의 아미노산 448-547에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q14D04
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스 팩