

Wb 및 Elisa용 항-Vgll3 토끼 다클론 항체 - A8Mv65

품목 번호: CM0016183

소개

인간 VGLL3 전사 보조인자를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었으며 랫트에 반응성이 있습니다. 태반 유전자 조절 연구 및 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VGLL3 토끼 pAb
비고/별칭	VGL3; VGL-3; VGLL3
종	인간
유전자ID (인간)	389136
유전자ID	389136
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫트
SWISS	A8MV65
단백질 분자량	36kDa
배송 방식	아이스팩