

Anti-Biii-Tubulin (Tubb3) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q13509

품목 번호: CM0022127



소개

β III-Tubulin Rabbit Polyclonal Antibody는 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 미세소관 역학, 신경 발달 및 종양 마커 연구에 이상적입니다. 50kDa - Q13509.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	β III-Tubulin Rabbit pAb
비고/별칭	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; β III-Tubulin
종	인간
GeneID (인간)	10381
GeneID	10381
면역원	재조합 단백질 인간 β III-Tubulin/ β 3-Tubulin (NP_006077.2)의 아미노산 40-260 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13509
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백