

Wb, Elisa용 항-Vipas39 토끼 다클론 항체 - Q9H9C1

품목 번호: CM0027338

소개

인간 VIPAS39(SPE39, VIPAR)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 엔도솜 수송 및 상피 극성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VIPAS39 토끼 pAb
비고/별칭	SPE39; VIPAR; SPE-39; VPS16B; hSPE-39; C14orf133; VIPAS39
종	인간
GeneID (인간)	63894
GeneID	63894
면역원	인간 VIPAS39(NP_071350.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9H9C1
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩