

Wb 및 Elisa용 Anti-Vps13A 폴리클로널 항체 - Q96RL7

품목 번호: CM0019986

소개

인간 VPS13A(chorein)를 표적하는 토끼 폴리클로널 항체로, 소기체 접촉 부위에 위치한 지질 전달 단백질입니다. 인간 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 분자량은 360 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VPS13A Rabbit pAb
비고/별칭	CHAC; BLTP5A; CHOREIN; VPS13A
종(Species)	인간(Human)
GeneID	23230 (Human)
항원(Immunogen)	인간 VPS13A (NP_150648.2)의 아미노산 350-600에 해당하는 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q96RL7
단백질 분자량	360kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)