

## Wb 및 Elisa용 항Vps16 토끼 다클론 항체 - Q9H269

품목 번호: CM0020319



### 소개

VPS16에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차반응합니다. 엔도솜 수송, 자가포식, 리소솜 질환 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 파라미터        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | VPS16 토끼 pAb                                                   |
| 비고/별칭       | DYT30; hVPS16; VPS16                                           |
| 종           | 사람                                                             |
| GeneID (사람) | 64601                                                          |
| GeneID      | 64601                                                          |
| 면역원         | 사람 VPS16 (NP_072097.2)의 아미노산 540-839에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                                             |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성      | 사람, 생쥐, 쥐                                                      |
| SWISS       | Q9H269                                                         |
| 단백질 분자량     | 95kDa                                                          |
| 배송          | 아이스백                                                           |