


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Wif1 토끼 단일클론 항체 - Q9Y5W5

품목 번호: CM0007194



소개

WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증된 인간 WIF1에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 분비형 WNT 신호 길항제인 Wnt 억제 인자 1을 표적으로 합니다. 발생 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WIF1 토끼 mAb
비고/별칭	WIF-1; WIF1
종	인간
유전자 ID	11197
면역원	인간 WIF1(NP_009122.2)의 아미노산 29~379에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y5W5
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩