

Anti-Wipi2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Y4P8

품목 번호: CM0027456



소개

사람 WIPI2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 자가포식 기전 및 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WIPI2 Rabbit pAb
비고/별칭	Atg21; ATG18B; CGI-50; IDDSSA; WIPI-2; WIPI2
종	사람
유전자 ID (인간)	26100
유전자 ID	26100
면역원	사람 WIPI2 (NP_057087.2)의 아미노산 187-436에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y4P8
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백