

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Wisp2 다클론 항체 - O76076

품목 번호: CM0026231

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 토끼 항-WISP2 다클론 항체. 골 전환 및 세포 접착에 관여하는 분비 단백질인 인간 WISP2(CCN5)를 표적으로 합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WISP2 토끼 pAb
비고/별칭	CT58; WISP2; CTGF-L
종	인간
유전자ID	8839
면역원	인간 WISP2(NP_003872.1)의 아미노산 164-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O76076
단백질 분자량	27kDa
배송 방법	아이스백