

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Wisp2 토끼 다클론 항체 - O76076

품목 번호: CM0013450

소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 랫드와 반응하는 Anti-WISP2 토끼 다클론 항체입니다. 골 회전 및 세포 부착에 관여하는 CCN5 단백질(27 kDa)을 표적으로 합니다. 조골세포 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WISP2 토끼 pAb
비고/별칭	CT58; WISP2; CTGF-L
종	인간
유전자 ID (인간)	8839
유전자 ID	8839
면역원	재조합 단백질 인간 WISP2의 151-250번 아미노산 서열(NP_003872.1)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O76076
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백