


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Wnk1 폴리클로날 항체 - Q9H4A3

품목 번호: CM0024580



소개

인간 WNK1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. WNK1은 혈압, 이온 항상성, 세포 부피를 조절하는 WNK-SPAK/OSR1 캐스케이드의 핵심 키나제로, 신장 및 심혈관 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WNK1 Rabbit pAb
비고/별칭	KDP, PSK, p65, HSN2, HSN2, PRKWNK1, PPP1R167, WNK1
종	인간
GeneID (인간)	65125
GeneID	65125
면역원	인간 WNK1 (NP_055638.2)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H4A3
단백질 분자량	251kDa
배송	아이스백