


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Xrcc1 토끼 다클로날 항체 - P18887

품목 번호: CM0013812



소개

XRCC1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. DNA 복구 및 단일 가닥 절단 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	XRCC1 Rabbit pAb
비고/별칭	RCC; SCAR26; XRCC1
종	사람(Human)
GeneID (인간)	7515
GeneID	7515
면역원	사람 XRCC1 (NP_006288.2)의 아미노산 480-633에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P18887
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백