

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Yap1 토끼 다클론 항체 - P46937

품목 번호: CM0014490



소개

인간 YAP1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. Hippo 경로 전사 공동활성화 인자인 YAP1(P46937)을 인식합니다. 세포 신호전달 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YAP1 토끼 pAb
비고/별칭	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; YAP1
종	인간
GeneID (인간)	10413
GeneID	10413
면역원	인간 YAP1(NP_001123617.1)의 아미노산 155-504에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P46937
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩