

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Yb-1/Ybx1 토끼 다클론 항체 - P67809

품목 번호: CM0030076



소개

인간 YB-1/YBX1을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 전사, RNA 생물학, 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	YB-1/YBX1 토끼 pAb
비고/별칭	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
종	인간
GeneID (인간)	4904
GeneID	4904
면역원	인간 YB-1/YBX1 (NP_004550.2)의 아미노산 1-55에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P67809
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백