


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Yeats4 다클론 항체 - O95619

품목 번호: CM0026623



소개

NuA4 복합체의 크로마틴 리더인 인간 YEATS4(GAS41)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 YEATS4를 검출합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	YEATS4 토끼 pAb
비고/별칭	YAF9; GAS41; NUBI-1; 4930573H17Rik; B230215M10Rik; YEATS4
종	인간
GeneID (인간)	8089
GeneID	8089
면역원	인간 YEATS4(NP_006521.1)의 아미노산 1-227에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95619
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스팩