


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ykl-40/Chi3L1 폴리클로날 항체 - Q61362

품목 번호: CM0028504



소개

마우스 YKL-40/CHI3L1 (CHI3L1; BRP39; GP39)에 대한 래빗 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간과 교차 반응함. 염증, 조직 재형성 및 항균 반응에 관여.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	YKL-40/CHI3L1 래빗 pAb
비고/별칭	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39
종	마우스
GeneID (인간)	1116
GeneID	12654
면역원	마우스 YKL-40/CHI3L1 (NP_031721.2)의 아미노산 30-389에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	래빗
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q61362
단백질 분자량	43 kDa
배송	아이스백