

Wb, Elisa용 Anti-Yme1L1 토끼 다클론 항체 - Q96Ta2

품목 번호: CM0016611

소개

사람, 마우스 및 랫드 YME1L1을 인식하며 WB 및 ELISA용으로 설계된 YME1L1 토끼 다클론 항체입니다. 미토콘드리아 단백질 항상성 및 형태를 조사하는 데 이상적입니다. 이 항체는 사람 YME1L1의 N-말단 영역을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YME1L1 토끼 pAb
비고/별칭	FTSH; MEG4; PAMP; OPA11; YME1L; YME1L1
종	사람
GeneID (사람)	10730
GeneID	10730
면역원	사람 YME1L1의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질(NP_055078.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q96TA2
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백