


Wb 및 Elisa용 Anti-Ythdc1 폴리클로날 항체 - Q96Mu7

품목 번호: CM0029631



소개

인간 YTHDC1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 선택적 스플라이싱 및 RNA 대사에 관여하는 N6-메틸아데노신 판독체 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YTHDC1 Rabbit pAb
비고/별칭	YT521; YT521-B; YTHDC1
종	인간
유전자 ID (인간)	91746
유전자 ID	91746
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96MU7
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백