


Anti-Zbtb17 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q13105

품목 번호: CM0026849



소개

ZBTB17(MIZ-1)에 대한 토끼 폴리클론항체. 림프구 발달 및 세포 주기 조절에 중요한 전사 인자입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZBTB17 Rabbit pAb
비고/별칭	MIZ-1; ZNF60; ZNF151; pHZ-67; ZBTB17
종	인간
GeneID (인간)	7709
GeneID	7709
면역원	인간 ZBTB17 (NP_003434.2)의 아미노산 121-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13105
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백