


Wb, Elisa용 Anti-Zc3H12A 폴리클로날 항체 - Q5D1E8

품목 번호: CM0021359



소개

인간 ZC3H12A (MCPIP-1/Regnase-1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 면역 반응에서 mRNA 안정성을 조절하는 엔도리보뉴클레아제입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 염증 및 암 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ZC3H12A 토끼 pAb
비고/별칭	ZC3H12A; MCPIP; MCPIP-1; MCPIP1; Reg1; dJ423B22.1; 엔도리보뉴클레아스 ZC3H12A
종	인간
유전자 ID (인간)	80149
유전자 ID	80149
면역원	인간 ZC3H12A(NP_079355.2)의 아미노산 339-599에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q5D1E8
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백