


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Zc3H7A 토끼 다클론 항체 - Q8Iwr0

품목 번호: CM0017802



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 항-ZC3H7A 토끼 다클론 항체입니다. miRNA 생합성 조절 단백질인 인간, 마우스, 래트 ZC3H7A를 검출합니다. 핵 단백질 연구 및 진단 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZC3H7A 토끼 pAb
비고/별칭	ZC3H7; HSPC055; ZC3HDC7; ZC3H7A
종	인간
유전자 ID	29066
면역원	인간 ZC3H7A (NP_054872.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IWR0
단백질 분자량	111kDa
배송	아이스 팩