


Wb, Elisa용 Anti-Zcwpw1 다클론 항체 - Q9H0M4

품목 번호: CM0024849



소개

인간 ZCWPW1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성이 있습니다. PRDM9 매개 히스톤 메틸화, 감수분열 DSB 수리 및 남성 생식력 연구에 적합합니다. 예상 분자량은 72 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZCWPW1 토끼 pAb
비고/별칭	ZCW1; ZCWPW1
종	인간
유전자 ID	55063
면역원	인간 ZCWPW1 (NP_060454.3)의 아미노산 389-648에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9H0M4
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백