


Wb, Elisa용 Anti-Zeb1 단일클론 항체 - P37275

품목 번호: CM0008574



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 토끼 단일클론 ZEB1 항체입니다. 상피-중간엽 전이에 관여하는 E-cadherin 억제인자인 전사인자 8을 표적으로 합니다. 인간 및 랫드 ZEB1과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ZEB1 토끼 mAb
비고/별칭	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEFI; ZEB1
종	인간
GeneID	6935
면역원	합성 펩타이드 인간 ZEB1(NP_110378.3)의 아미노산 800-900번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P37275
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스팩