

Wb, Elisa용 항-Zip12 토끼 다클론 항체 - Q504Y0

품목 번호: CM0021817

소개

인간 ZIP12 아연 수송체를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 보입니다. 아연 수송, 신경배형성 및 정자형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Zip12 토끼 pAb
비고/별칭	ZIP12; ZIP-12; LZT-Hs8; bA570F3.1; Zip12
종	인간
유전자 ID	221074
면역원	합성 펩타이드 인간 SLC39A12 (NP_001138667.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q504Y0
단백질 분자량	77kDa
배송 방식	아이스백