

Wb, Elisa용 항-Znf10 다클론 항체 - P21506

품목 번호: CM0019062

소개

ZNF10 토끼 pAb는 인간 샘플의 WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 다클론 항체입니다. 분자량 66kDa의 전사 조절인자인 징크 핑거 단백질 ZNF10(KOX1)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZNF10 토끼 pAb
비고/별칭	KOX1; ZNF10
종	인간
유전자ID (인간)	7556
유전자ID	7556
면역원	인간 ZNF10(NP_056209.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P21506
단백질 분자량	66kDa
배송 방식	아이스 팩