

Anti-Znf143 Rabbit Polyclonal Antibody (Wb, Elisa) - P52747

품목 번호: CM0019858

소개

인간 ZNF143(SPH-결합 인자/hStaf)를 표적으로 하는 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 적용을 위한 토끼 폴리클론항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 미토콘드리아 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZNF143 Rabbit pAb
비고/별칭	SBF; STAF; pHZ-1; ZNF143
종	인간
GeneID	7702
면역원	인간 ZNF143 (NP_003433.3)의 아미노산 437-638에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P52747
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백