

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Znf20 단일클론 항체 - P17024

품목 번호: CM0008078

소개

WB, IF/ICC, IF-P, ELISA용으로 검증된 Anti-ZNF20 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트를 인식합니다. 타겟은 62kDa 아연 지단 전사 인자인 ZNF20 (KOX13)입니다. 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF20 Rabbit mAb
비고/별칭	KOX13
종(Species)	Human
GeneID (Human)	7568
GeneID	7568
면역원(Immunogen)	인간 ZNF20 (NP_066966.2)의 아미노산 51-118에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P17024
단백질 분자량	62kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)