

Wb 및 Elisa용 Anti-Znf248 토끼 다클론 항체 - Q8NdW4

품목 번호: CM0012977

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-ZNF248 토끼 다클론 항체입니다. 인간 징크 핑거 단백질 248을 표적으로 하며, 추정 전사 조절 단백질입니다. 전사 연구 및 단백질 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF248 토끼 pAb
비고/별칭	bA162G10.3; ZNF248
종	인간
GeneID	57209
면역원	인간 ZNF248(NP_066383.1)의 아미노산 1~110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8NDW4
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스팩