

Anti-Znf263 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O14978

품목 번호: CM0022469

소개

ZNF263에 특이적인 고품질 토끼 다클로날 항체로, 크로마틴 수정을 통해 유전자 발현을 억제하는 KRAB/SCAN 아연 손가락 전사 인자입니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플에서 웨스턴 블롯, 면역조직화학, ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 조절 및 후성유전학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF263 Rabbit pAb
비고/별칭	FPM315; ZSCAN44; ZKSCAN12; ZNF263
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	10127
GeneID	10127
면역원	사람 ZNF263 (NP_005732.2)의 아미노산 120-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	O14978
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스백