

Anti-Znf530 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q6P9A1

품목 번호: CM0024661

소개

인간 ZNF530(잠재적 전사 조절 인자)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 유전자 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF530 Rabbit pAb
비특이적 반응/별칭	ZNF530
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	348327
유전자 ID	348327
면역원(Immunogen)	인간 ZNF530 (NP_065931.3)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q6P9A1
단백질 분자량	69kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)