

Wb 및 Elisa용 Anti-Znf620 토끼 다클론 항체 - Q6Zng0

품목 번호: CM0019701

소개

인간 ZNF620을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 예측 분자량은 약 49 kDa입니다. 핵 전사 인자 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF620 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF620
종	인간
GeneID (인간)	253639
GeneID	253639
면역원	인간 ZNF620의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001243096.1).
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q6ZNG0
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩