

Wb, Elisa용 Anti-Znf621 폴리클로널 항체 - Q6Zss3

품목 번호: CM0013816

소개

인간 ZNF621(아연 핑거 전사 조절 인자)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western Blot) 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 유전자 발현 및 단백질 상호작용 연구에 적합합니다. - Q6ZSS3

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF621 Rabbit pAb
비고/별칭	ZNF621
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	285268
면역원(Immunogen)	인간 ZNF621 (NP_940886.1)의 아미노산 60-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q6ZSS3
단백질 분자량(Protein Weight)	49kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)