

Wb, Elisa용 항-Znf76 토끼 다클론 항체 - P36508

품목 번호: CM0022840

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야를 위한 인간 ZNF76 전사인자에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 검증되었습니다. 연구 등급 IVD 원자재입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ZNF76 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF523; Zfp523; D6S229E; ZNF76
종	인간
유전자ID (인간)	7629
유전자ID	7629
면역원	인간 ZNF76 (NP_003418.2)의 아미노산 100-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P36508
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백