

Wb 및 Elisa용 항-Znf766 토끼 다클론 항체 - Q5Hy98

품목 번호: CM0024639

소개

Western blot 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 보이는 ZNF766 토끼 다클론 항체입니다. 전사 조절에 관여하는 55kDa 핵 아연 핑거 단백질을 표적으로 하며, 유전자 발현 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF766 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF766
종	인간
GeneID (인간)	90321
GeneID	90321
면역원	인간 ZNF766의 아미노산 60-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001010851.1).
출처	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q5HY98
단백질 무게	55kDa
배송	아이스팩