

Wb, Elisa용 항-Znf777 다클론 항체 - Q9Uld5

품목 번호: CM0023207

소개

인간 및 마우스와 교차반응성을 가지는 WB 및 ELISA
검증 완료된 ZNF777 토끼 pAb입니다. 전사 억제 및
세포 증식 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZNF777 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF777
종	인간
유전자 ID	27153
면역원	인간 ZNF777 (NP_056509.2)의 아미노산 532-831에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9ULD5
단백질 분자량	94kDa
배송 방식	아이스백